

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：TSA 接触皿（55mm）（三层无菌包装）

英文名称：TSA （55mm） Contact Plate

【产品型号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
CP0201JA	TSA 接触皿（55mm）（三层无菌包装）	55mm×10 个/包

【产品用途】

用于为微生物的繁殖提供特定的生长环境。

【检验原理】

胰蛋白胨、大豆木瓜蛋白酶水解物提供氮源、维生素和生长因子；氯化钠维持均衡的渗透压；琼脂是凝固剂。

【配方成分】

配方（每升）	含量
胰酪胨(酪蛋白胰酶消化物)	15 g
大豆木瓜蛋白酶水解物（大豆粉木瓜蛋白酶消化物）	5 g
氯化钠	5 g
琼脂	15 g
纯化水	1000ml
最终 pH 7.3±0.2	

【使用方法】

- 1、本产品已进行终端辐照灭菌，为一次性使用产品。从储藏室（2-25℃）取出接触，并恢复至室温。
- 2、将包装整体送入取样地点，在此过程中逐步去掉外面两层包装，最后一层包装在操作间打开。
- 3、打开接触皿上盖，使培养基表面与取样面直接接触，均匀按压接触皿底板，确保全部琼脂表面与取样点表面均匀接触 10s 左右，再盖上皿盖。
- 4、在接触皿磨砂区域标记取样地点、取样时间和取样人。
- 5、用消毒剂或杀孢子剂擦拭测试区域，以消除培养基的残留。
- 6、将接触皿从洁净室取出，置于培养箱中按规定的温度和时间培养。
- 7、培养结束后，从培养箱中取出观察、计数。

【质量控制】

1、感官、理化指标

TSA 接触皿培养基黄色、清晰无沉淀、表面适当凸起且平整、无裂痕、无肉眼可见杂质和气泡。

2、理化指标

pH 值为 7.3 ± 0.2，TSA 平皿平板厚度为 5.5 ~ 6.5mm。

3、生物学指标

下列质控菌株接种待测试培养基，结果如下：

指标	质控菌株	培养条件	标准值	特征性反应
生长率	金黄色葡萄球菌 CMCC26003	30 ~ 35℃，18 ~ 24h	PR: 0.5-2.0	淡黄色菌落
	铜绿假单胞菌 CMCC10104			淡黄绿色菌落
	枯草芽孢杆菌 CMCC63501			灰白色菌落
	大肠埃希氏菌 CMCC44102			灰白色菌落

	白色念珠菌 CMCC98001	30~35℃, 48h		乳白色菌落
	黑曲霉 CMCC98003	30~35℃, 3~5d		白色菌丝, 黑色孢子

4、无菌及持水性实验

培养 7 天, 无菌落生长, 无脱水收缩。

5、灭菌方式

本品灭菌方式为湿热灭菌+终端辐照灭菌: 培养基 121℃高压蒸汽灭菌 15min, 平板包装后终端辐照灭菌。

【储存条件与保质期】

贮存于 2~25℃, 避光保存; 有效期 9 个月。

【注意事项】

- 1、本产品为一次性使用, 使用人员为微生物检验从业人员, 平皿及接触皿多次在低温与常温之间变更会引起琼脂的泌水, 属于正常现象。使用前应平衡至室温且尽量在无菌干燥箱中预干燥。
- 2、产品包装破损时, 有污染风险, 请勿使用, 按照废物处理方式进行处理。
- 3、本产品对人体无害, 若不慎碰到皮肤或掉落至衣服上, 请使用清水清洗。
- 4、质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>, 打开“质检报告”页面, 输入产品批号下载, 并可查询生产日期、有效期信息。

【生产信息】

生产企业: 广东环凯微生物科技有限公司

生产地址: 广州市黄埔区科学城神舟路 788 号

售后服务单位: 广东环凯微生物科技有限公司

销售热线: 020-32078333 转 8602 (分机)

技术热线: 020-89856189、89856289

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【产品技术要求】

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2025 年 09 月 01 日

【参考文献】

- 1、《中华人民共和国药典》2025 年版
- 2、GBT16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法