

# 产品说明书

## Product Manual

### 【产品名称】

通用名称：EB 增菌液配套试剂

英文名称：Additives for Listeria Enrichment Broth

### 【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0090	冻干试剂	10 支/盒

### 【产品用途】

每支添加于 225ml (026010) 中配成 EB 增菌液。

### 【配方成分】

配方 (每支)	含量
萘啶酮酸	9.0mg
盐酸吡啶黄素	3.375mg

### 【使用方法】

1、西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。

2、试剂的使用方法：每支加入 1mL 无菌生理盐水，使试剂完全溶解，再每支添加于 225mL (026010) 中配成 EB 增菌液。

### 【储存条件与保质期】

2-8°C 保存，有效期两年。

### 【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。

### 【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

### 【说明版本】

2019 年 5 月 14 日