

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：MYP 及胰酪胨大豆多粘菌素 B 肉汤配套试剂

英文名称：Additives for MYP or Trypticase Soy Polymyxin B Broth Base

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0170	冻干试剂	10 支/盒

【产品用途】

每支添加于 100mL (028380) 中配成甘露醇卵黄多粘菌素琼脂，或添加于 100mL (024051) 配成胰酪胨多粘菌素 B 肉汤。

【配方成分】

配方 (每支)	含量
多粘菌素 B	10000IU

【使用方法】

- 1、西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。
- 2、试剂的使用方法：每支加入 1mL 无菌生理盐水，使试剂完全溶解，再每支添加于 100mL (028380) 中配成甘露醇卵黄多粘菌素琼脂，或添加于 100mL (024051) 配成胰酪胨多粘菌素 B 肉汤。

【储存条件与保质期】

2-8℃保存，有效期两年。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2019 年 5 月 14 日