

## 化学品安全技术说明书

### 第一部分 化学品及企业标识

产品中文名称:	头孢磺啉 (MUGal肉汤配套试剂)
产品英文名称:	Cefsulodin (Additive for MUGal Broth)
产品编号:	SR0010
企业名称:	广东环凯微生物科技有限公司
地 址:	广东省广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路788号
邮 编:	510663
公司网址	<a href="http://www.huankai.com">http://www.huankai.com</a>
电子邮件地址:	<a href="mailto:webmaster@huankai.com">webmaster@huankai.com</a>
传真号码:	020-32079986
销售热线:	020-32078333-8602
技术热线:	020-32078333-8877/8876
推荐用途和限制用途:	生化研究/分析

### 第二部分 成分/组成信息

#### 混合物

化学品成分: 参考使用说明。

有害物质成分:

头孢磺啉 0.5mg/支

### 第二部分 危险性概述

GSH 危害性类别 呼吸过敏 (类别 1) ; 皮肤过敏 (类别 1) ;

GSH 标签要素

象形图:



警示词: 危险

危险信息: H317 可能造成皮肤过敏反应; H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

防范说明:

预防措施: P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾;  
P272 受沾染的工作服不得带出工作场地; P280 戴防护手套;  
P285 在通风不足的情况下,戴呼吸防护装置。

事故响应: P302 + P352 如皮肤沾染: 用肥皂和水充分清洗;  
P304 + P341 如误吸入: 如呼吸困难, 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿态; P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊; P342 + P311 如有呼吸系统病症: 呼叫急救中心/医生; P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

废弃处置：P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

目前掌握信息，没有物理或化学的危险性。。

健康危害

H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难；H317 可能造成皮肤过敏反应。□

环境危害

目前掌握信息，没有环境的危害。

其它危害

无。

### 第三部分 成分/组成信息

#### 混合物

化学品成分：

参考使用说明。

有害物质成分：

化学名称	CAS No.	浓度
头孢磺啉	52152-93-9	0.05%

### 第四部分 急救措施

一般信息：

无特殊的措施要求。

皮肤接触：

立即用清水彻底清洗。

眼睛接触：

立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗15min。如不适就医。

吸入：

如果吸入，将人员移动到新鲜空气处，如果没有呼吸，进行人工呼吸操作，并联系医生。

食入：

如误食，用水冲洗口腔，如不适就医。

就医信息：

出示产品使用说明或者此SDS。

### 第五部分 消防措施

危险特性：

不助燃。

有害燃烧产物：

一氧化碳，二氧化碳，氮的氧化物。

灭火方法及灭火剂：

选用适合周围火源的灭火器。水，泡沫，二氧化碳，干粉，沙土。

灭火注意事项：

如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业，防止气体吸入。

### 第六部分 泄露应急处理

个人防护：

穿个人实验服,佩戴手套和口罩,。

环境保护措施：

用湿布和地拖擦拭干净。

清洁/收集措施：

保持干燥。迅速清洗弄脏的区域。

## 第七部分 操作处置与储存

安全操作注意事项:	应提供通风设备。
储存注意事项:	贮存于2-8°C避光、干燥处。

## 第八部分 接触控制/个人防护

职业接触限值	没有已知的国家规定的暴露极限。
工程控制:	提供安全淋浴和洗眼设备
个人防护措施	
呼吸系统防护:	在通风橱里称取产品, 佩戴口罩。
眼睛防护:	佩戴安全眼镜。
身体防护:	穿实验室服。
手防护:	戴防化学品手套。
其他防护:	常规的工业卫生操作, 工作后及时清洗双手。

## 第九部分 理化特性

外观:	固体	pH值:	无数据资料
颜色:	白色	气味:	特征性
熔点:	无数据资料	沸点:	无数据资料
燃点:	无数据资料	闪点:	无数据资料
爆炸限度			
下限:	无数据资料	上限:	无数据资料
热分解:	无数据资料		
溶解性:	无数据资料		

## 第十部分 稳定性和反应活性

稳定性:	在适宜的条件下贮存稳定。
避免接触条件:	避免接触强氧化性物质。
禁忌物:	无数据资料
危险分解产物:	如果根据产品使用说明操作无分解。
聚合危害:	无数据资料

## 第十一部分 毒理学资料

急性毒性:	无数据资料
皮肤刺激或腐蚀:	无数据资料

---

眼睛刺激或腐蚀:	无数据资料
呼吸或皮肤过敏:	无数据资料
生殖细胞突变性:	无数据资料
致癌性:	无数据资料
生殖毒性:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-一次性接触:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-反复接触	无数据资料
吸入危害	无数据资料

---

## 第十二部分 生态学资料

生态毒性:	无数据资料
持久性和降解性:	无数据资料
生物蓄积潜力:	无数据资料
土壤中的迁移性:	无数据资料
其它环境危害:	无数据资料

---

## 第十三部分 废弃处理

### 产品

废弃方法: 根据当地政府相关法规处理。

### 包装

推荐: 根据当地政府相关法规规定丢弃或回收。

推荐清洁试剂: 水, 如需可以使用清洁试剂。

---

## 第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号):	无
联合国运输名称:	危险货物
运输危险性分类:	无
包装类别:	无
包装标志:	无
包装方式:	玻璃瓶, 外普通纸盒
海洋污染物 (是/否):	否
运输注意事项	请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。

## 第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例 (2002年1月9日国务院发布)

工作场所安全使用化学品规定 (【1996】劳部发423号)

常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-2009)

GB/T22234-2008基于GHS的化学品标签规范

GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南

GBZ2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

---

## 第十六部分 其他信息

第二部分，GHS危险性分类、标签要素，来源于《全球化学品统一分类和标签制度》。

培训建议：给操作人员提供充分的信息，指导和培训。

本表中的信息是基于我们目前所知而撰写，提供有关产品所需正确安全注意事项，仅作为指引使用。

---