

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：1%无菌 TTC 溶液

英文名称：1% sterile TTC solution

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
029260	液体	1mL×10 支/盒

【产品用途】

用于配制 KF 链球菌琼脂培养基。

【配方成分】

配方	含量 (/支)
2,3,5,-三苯基氯化四氮唑 (TTC)	0.01g
去离子水	1mL

【使用方法】

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。
- 使用方法: 每支添加于 100mL KF 链球菌琼脂培养基 (028351) 中。

【储存条件与保质期】

2-8°C保存, 有效期见产品标签。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2022 年 11 月 01 日