

## 化学品安全技术说明书

### 第一部分 化学品及企业标识

产品中文名称:	DRBC 琼脂
产品英文名称:	Dichloran-Rose Bengal Chloramphenicol Agar( DRBC)
产品编号:	021025
企业名称:	广东环凯微生物科技有限公司
地 址:	广东省广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路788号
邮 编:	510663
公司网址	<a href="http://www.huankai.com">http://www.huankai.com</a>
电子邮件地址:	<a href="mailto:webmaster@huankai.com">webmaster@huankai.com</a>
传真号码:	020-32079986
销售热线:	020-32078333-8602
技术热线:	020-32078333-8877/8876
推荐用途和限制用途:	生化研究/分析

### 第二部分 危险性概述

GSH危害性类别:	急性毒性, 经口 (类别5) 急性水性毒性 (类别3) 慢性水性毒性 (类别3) 象形图: 无 象形图: 警告 危险信息: H303 吞咽可能有害; H402对水生生物有害 H412 对水生生物有害并具有长期持续影响
GSH标签要素:	防范说明 预防措施: P273 避免释放到环境中 事故响应: P312 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生 废弃处置: P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理
物理/化学/健康/环境/其它危害	未见报道

### 第三部分 成分/组成信息

#### 混合物

化学品成分: 参考培养基使用说明

有害物质成分:

化学名称	CAS No.	浓度
氯硝胺	99-30-9	0.2%

#### 第四部分 急救措施

一般信息:	无特殊的措施要求
皮肤接触:	立即用清水彻底清洗
眼睛接触:	立即提起眼睑, 用大量流动清水冲洗, 如不适就医
吸入:	如不适就医
食入:	如不适就医
就医信息:	出示产品使用说明或者此SDS

#### 第五部分 消防措施

危险特性:	可燃
有害燃烧产物:	一氧化碳, 二氧化碳, 氮的氧化物
灭火方法及灭火剂:	选用适合周围火源的灭火器。水, 泡沫, 二氧化碳, 沙土
灭火注意事项:	防止气体吸入

#### 第六部分 泄露应急处理

个人防护:	穿个人实验服, 佩戴手套和口罩, 避免吸入干粉
环境保护措施:	用湿布和地拖擦拭干净
清洁/收集措施:	保持干燥。迅速清洗弄脏的区域

#### 第七部分 操作处置与储存

安全操作注意事项:	防止粉尘扬起, 应提供通风设备
储存注意事项:	贮存于避光干燥处, 用后立即旋紧瓶盖

#### 第八部分 接触控制/个人防护

<b>职业接触限值</b>	没有已知的国家规定的暴露极限
<b>工程控制:</b>	提供安全淋浴和洗眼设备
<b>个人防护措施</b>	
呼吸系统防护:	在通风橱里称取产品, 佩戴口罩
眼睛防护:	佩戴安全眼镜
身体防护:	穿实验室服
手防护:	戴防化学品手套
其他防护:	常规的工业卫生操作, 工作后及时清洗双手

## 第九部分 理化特性

外观:	粉末	pH值:	5.6±0.2 (25°C)
颜色:	淡粉色	气味:	特征性
熔点:	无数据资料	沸点:	无数据资料
燃点:	无数据资料	闪点:	无数据资料
爆炸限度			
下限:	无数据资料	上限:	无数据资料
热分解:	无数据资料		
溶解性:	按使用说明上的用量比例加蒸馏水, 充分溶解后, 溶液呈粉红色, 无沉淀		

## 第十部分 稳定性和反应活性

稳定性:	在适宜条件下储存性能稳定
避免接触条件:	避免接触强氧化性物质
禁忌物:	无数据资料
危险分解产物:	如果根据产品使用说明操作无分解
聚合危害:	无数据资料

## 第十一部分 毒理学资料

急性毒性:	口服-大鼠 LD50: 2400 毫克/公斤 口服-小鼠 LD50: 1500 毫克/公斤
皮肤刺激或腐蚀:	无刺激
眼睛刺激或腐蚀:	无刺激
呼吸或皮肤过敏:	无数据资料
生殖细胞突变性:	无数据资料
致癌性:	无数据资料
生殖毒性:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-一次性接触:	无数据资料
特异性靶器官系统毒性-反复接触	无数据资料
吸入危害	无数据资料

## 第十二部分 生态学资料

生态毒性:	无数据资料
持久性和降解性:	无数据资料
生物蓄积潜力:	无数据资料

---

土壤中的迁移性: 无数据资料  
其它环境危害: 无数据资料

---

### 第十三部分 废弃处理

#### 产品

废弃方法: 根据当地政府相关法规处理

#### 包装

推荐: 根据当地政府相关法规规定丢弃或回收

推荐清洁试剂: 水, 如需可以使用清洁试剂

---

### 第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号): 无  
联合国运输名称: 非危险货物  
运输危险性分类: 无  
包装类别: 无  
包装标志: 无  
包装方式: 塑料瓶, 外普通纸皮箱  
海洋污染物 (是/否): 否  
运输注意事项: 请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备

---

### 第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例 (2013年12月7日修订版)  
工作场所安全使用化学品规定 (【1996】劳部发423号)  
常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-2009)  
GB/T22234-2008基于GHS的化学品标签规范  
GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序  
GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南  
GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素

---

### 第十六部分 其他信息

第二部分, GHS危险性分类、标签要素, 来源于《全球化学品统一分类和标签制度》  
培训建议: 给操作人员提供充分的信息, 指导和培训  
本表中的信息是基于我们目前所知而撰写, 提供有关产品所需正确安全注意事项, 仅作为指引使用