

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：生理盐水

英文名称：Physiological Saline

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
CP0630	即用型成品	225mL/袋, 10 袋/盒

【产品用途】

用于样品稀释。

【检验原理】

维持渗透压。

【配方成分】

配方	含量 (每升)
氯化钠	8.5g
纯化水/蒸馏水	1000mL

【使用方法】

拆开包装即可使用。

【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基，25℃培养 45min，结果如下：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	大肠埃希氏菌 ATCC25922	45min 前后菌落数变化不超过±50%	-
	金黄色葡萄球菌 ATCC6538		-

【储存条件与保质期】

贮存于 2-25℃，避光处；有效期见产品标签说明。

【注意事项】

质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2025 年 09 月 01 日

【参考文献】

GB4789.2-2022 食品安全国家标准 菌落总数